

# COVID-19 : Désinfection des protections oculaires à usage unique

AVIS INTÉRIMAIRE

11 septembre 2020 – Version 2.0 : modifications apportées en jaune

**Veillez noter que les recommandations présentées dans cette publication ne sont plus applicables.**

## Question

Dans un contexte de pénurie de protections oculaires, comment peut-on procéder à la désinfection de cet équipement de protection individuelle de façon sécuritaire?

## Contexte

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et d'une pénurie réelle<sup>1</sup> ou appréhendée<sup>2</sup> de protections oculaires et considérant qu'aucune donnée probante ne permet d'encadrer la désinfection d'équipements à usage unique, il est recommandé prioritairement de :

- ▶ Mettre en place une série de stratégies pour optimiser l'accès aux protections oculaires dans l'établissement de santé lorsque l'offre est limitée.
- ▶ Prioriser dans l'ensemble de l'établissement l'utilisation des protections oculaires pour certaines activités de soins où des éclaboussures et des aérosols sont générés ou lors d'activités où un contact prolongé en face à face ou étroit (moins de deux mètres) avec un usager potentiellement infectieux est inévitable.
- ▶ Regrouper les soins chez un usager où la protection oculaire est requise afin de limiter le nombre d'entrées dans la chambre.
- ▶ Limiter au minimum le nombre de travailleurs de la santé dans la chambre d'un usager où la protection oculaire est requise.

<sup>1</sup> Stratégies à appliquer en cas d'une pénurie connue (après vérification avec le service des approvisionnements et MSSS).

<sup>2</sup> Stratégies à appliquer en cas d'une pénurie prévue, mais les fournitures sont disponibles (après vérification avec le service des approvisionnements et MSSS).

## Avis

Selon le type de protection utilisée, suivre les indications suivantes :

### **VISIÈRE À USAGE UNIQUE AVEC UNE PIÈCE DE MOUSSE SYNTHÉTIQUE AU FRONT**

Puisque l'ensemble de l'équipement de protection ne peut être désinfecté, il n'est pas recommandé de réutiliser cet équipement. Dans l'impossibilité de suivre cette recommandation, la réutilisation est possible si l'équipement est attribué à un travailleur de la santé pour un même quart de travail ou plus (selon inventaire du matériel). Si l'utilisation n'est pas en continu, déposer la protection dans un contenant propre identifié au nom du travailleur après désinfection, selon la procédure suivante :

- ▶ Retirer l'ensemble de l'équipement de protection selon les procédures connues et établies. La protection oculaire doit être retirée de façon sécuritaire (l'équipement doit être manipulé par les côtés (les branches ou la bande élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir la documentation publiée par l'ASSTSAS : <http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf> ou par l'ASPC <http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html>
- ▶ Désinfecter l'ensemble de l'équipement (intérieur et extérieur) entre chaque usager (peut être conservé pour les soins de plusieurs usagers sans retrait (si non souillé) lors de regroupement d'usagers COVID-19) et immédiatement après le retrait, avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et homologué (numéro d'identification d'une drogue (DIN)) par Santé Canada). Appliquer les recommandations du fabricant. Porter des gants pour la désinfection.
- ▶ Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant).
- ▶ L'équipement peut être rincé avec de l'eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant suite à la désinfection appropriée.
- ▶ Lorsque l'intégrité de l'équipement n'est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel équipement est alors requis.

NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l'eau et un détergent (savon) avant la désinfection.

### **VISIÈRE AVEC CLIP PERMETTANT DE CHANGER LA VISIÈRE OU LUNETTE À USAGE UNIQUE**

Réutilisation possible et idéalement l'équipement est attribué à un travailleur de la santé pour un même quart de travail ou plus (selon inventaire du matériel). Si l'utilisation n'est pas en continu, déposer la protection, après désinfection, dans un contenant propre identifié au nom du travailleur. Ce dernier est responsable de la désinfection et de l'intégrité de son équipement de protection individuelle (ÉPI).

Si l'équipement n'est pas dédié au travailleur et qu'il est déposé dans un contenant recueillant plusieurs visières qui seront désinfectées par une autre personne, il faut s'assurer que l'ensemble de l'équipement de protection puisse être désinfecté sinon l'équipement devra être dédié à un travailleur.

- ▶ Retirer l'ensemble de l'équipement de protection selon les procédures connues et établies. La protection oculaire doit être retirée de façon sécuritaire (l'équipement doit être manipulé par les côtés (les branches ou la bande élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir la documentation publiée par l'ASSTSAS : <http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf> ou par l'ASPC <http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html>

- ▶ Désinfecter l'ensemble de l'équipement (intérieur et extérieur) entre chaque usager (peut être conservé pour les soins de plusieurs usagers sans retrait (si non souillé) lors de regroupement d'usagers COVID-19) et immédiatement après le retrait, avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et homologué (numéro d'identification d'une drogue (DIN)) par Santé Canada. Appliquer les recommandations du fabricant. Porter des gants pour la désinfection.
- ▶ Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant).
- ▶ L'équipement peut être rincé avec de l'eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant suite à la désinfection appropriée.
- ▶ Lorsque l'intégrité de l'équipement n'est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel équipement est alors requis.

NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec de l'eau et un détergent (savon) avant la désinfection.

#### **LUNETTE DE PROTECTION RÉUTILISABLE**

L'équipement devrait être idéalement attribué à un travailleur de la santé. Si l'utilisation n'est pas en continu, déposer la protection, après désinfection, dans un contenant propre identifié au nom du travailleur. Ce dernier est responsable de la désinfection et de l'intégrité de son équipement de protection individuelle (ÉPI).

Si l'équipement n'est pas dédié au travailleur et qu'il est déposé dans un contenant recueillant plusieurs visières qui seront désinfectées par une autre personne, il faut s'assurer que l'ensemble de l'équipement de protection puisse être désinfecté (ex. : lunette avec mousse synthétique ou courroie en tissu ne pourrait être désinfectée avec une lingette) sinon l'équipement devra être dédié à un travailleur.

- ▶ Retirer l'ensemble de l'équipement de protection selon les procédures connues et établies. La protection oculaire doit être retirée de façon sécuritaire (l'équipement doit être manipulé par les côtés (les branches ou la bande élastique) afin de ne pas toucher le devant de la lunette ou de la visière). Voir la documentation publiée par l'ASSTSAS : <http://asstsas.qc.ca/sites/default/files/publications/documents/Affiches/a70-epi.pdf> ou par l'ASPC <http://publications.gc.ca/site/fra/9.642347/publication.html>
- ▶ Désinfecter l'ensemble de l'équipement (intérieur et extérieur) entre chaque usager (peut être conservé pour les soins de plusieurs usagers sans retrait (si non souillé) lors de regroupement d'usagers COVID-19) et immédiatement après le retrait avec un produit approuvé pour un usage hospitalier, reconnu efficace (virucide pour le coronavirus) et homologué (numéro d'identification d'une drogue (DIN)) par Santé Canada. Appliquer les recommandations du fabricant. Porter des gants pour la désinfection.
- ▶ Le temps de contact prescrit doit être respecté (varie selon le produit utilisé, se référer aux indications du fabricant).
- ▶ L'équipement peut être rincé avec de l'eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit désinfectant suite à la désinfection appropriée.
- ▶ Lorsque l'intégrité de l'équipement n'est plus assurée, ce dernier doit être jeté. Un nouvel équipement est requis.

NB. – Si présence de souillures, procéder à un nettoyage avec eau et détergent (savon) avant la désinfection.

## COVID-19 : Désinfection des protections oculaires à usage unique

---

### **AUTEUR**

Comité sur les infections nosocomiales du Québec

### **RÉDACTRICES**

Caroline Bernier, conseillère en soins infirmiers  
Suzanne Leroux, conseillère en soins infirmiers  
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

### **SOUS LA COORDINATION DE**

Suzanne Leroux  
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

### **MISE EN PAGE**

Murielle St-Onge, agente administrative  
Direction des risques biologiques et de la santé au travail

© Gouvernement du Québec (2020)

N° de publication : 2955