


EMBALLAGE DES MATIÈRES INFECTIEUSES CATÉGORIE A – TYPE 620 (Méthode A)

Transport par voie terrestre (Routier et ferroviaire)





EMBALLAGE DES MATIÈRES INFECTIEUSES CATÉGORIE A – TYPE 620 (Méthode A)



*****AVERTISSEMENT*****

Le présent guide d'emballage pour le transport des matières infectieuses est fourni uniquement à titre indicatif et ne constitue pas une formation sur le sujet.




Toutefois, la méthode détaillée dans ce guide est conforme à la réglementation du transport des matières dangereuses (TMD) en vigueur.



EMBALLAGE DES MATIÈRES INFECTIEUSES CATÉGORIE A – TYPE 620 (Méthode A)



Contenant conforme à la norme CAN-CGBS-43.125





EMBALLAGE DES MATIÈRES INFECTIEUSES CATÉGORIE A – TYPE 620 (Méthode A)



Étape 1

Spécimen



Papier absorbant




Contenant
secondaire
95 kPa





EMBALLAGE DES MATIÈRES INFECTIEUSES CATÉGORIE A – TYPE 620 (Méthode A)





EMBALLAGE DES MATIÈRES INFECTIEUSES CATÉGORIE A – TYPE 620 (Méthode A)



Étape 3

Appellation réglementaire
et numéro UN

Expéditeur /
destinataire

Symbole UN et
Classe 6.2

Matières infectieuses pour l'homme
UN2814

Envoyé de: Laboratoire de santé publique du Québec
Institut national de santé publique du Québec
2045, Avenue de la Forêt
Sud-Arce de Québec (Québec)
Canada H9K 3R5
Téléphone: (514) 417-2070
Expéditeur: _____



Numéro 24h: 514-123-4567




Étiquette matières
infectieuses

Ambiant

Congelé

Réfrigéré



Institut national
de santé publique

Québec

