

Horaire des analyses régulières en diagnostic moléculaire

En vigueur : 2018-09-25

Institut national
de santé publique

Québec



Laboratoire de santé publique
du Québec

1. Objectif / but :

Cette procédure précise l'horaire de certaines analyses régulières en diagnostic moléculaire au LSPQ. Cet horaire peut varier en fonction des journées fériées. Il vise à permettre aux clients d'optimiser leurs transports.

2. Horaire

Code*	Analyses	Fréquence (jour)	Le spécimen doit être reçu avant :
80562	LGV - détection d'acides nucléiques et génotypage	1 fois par semaine (mercredi)	Mardi 16 :00
80711	Coronavirus MERS (TAAN)	Fait sur demande	Veuillez contacter le LSPQ <u>avant</u> d'acheminer un spécimen
80712	Grippe aviaire (TAAN)		
80728	Zika-Dengue-Chikungunya (TAAN)	1 fois par semaine (lundi)	Vendredi 16 :00
80743	Mycobacterium chimaera (détection) (TAAN)	1 fois par semaine (début jeudi)	Mercredi 16 :00
80756 (provisoire)	Identification bactérienne sur spécimen à culture négative (ARN 16S)	1 fois par semaine (début le mercredi)	Mardi 16 :00
80735	Legionella, recherche dans spécimens respiratoires	1 fois par semaine (mardi)	Lundi 16 :00
80552	Antifongiques (épreuves de sensibilité) levures et champignons filamenteux	1 fois par semaine (mardi)	Vendredi 16:00 (champignons filamenteux) / Lundi 16:00 (levures)

* Code à venir (provisoire) ou existant dans le Répertoire québécois et système de mesure des procédures de biologie médicale 2018-2019

3. Diffusion :

Diffusion à tous les laboratoires de la province.

4. Version :

Versions	Date	Auteurs	Modifications
1.0	2018-06-11	Jean Longtin Lyne Desautels Mélanie Pilote Sandrine Moreira	Création

1.1	2018-07-30	Jean Longtin France Corbeil Lyne Desautels Dominique Paquette Cindy Lalancette	Ajout de l'analyse Legionella
1.2	2018-09-25	Philippe Dufresne	Ajout de l'analyse Antifongiques (épreuves de sensibilité) levures et champignons filamenteux Suppression de l'analyse Carbapénémases (TAAN)